

Sind NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus mit meinem Smartphone kompatibel?



So finden Sie es heraus:

Wenn Sie die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten können, ist Ihr Smartphone mit NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus kompatibel:

- ✓ Verfügt Ihr Smartphone über eine NFC (Near Field Communication)-Schnittstelle?
- ✓ Ist das Betriebssystem Ihres Smartphones kompatibel mit dem NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus?
- ✓ Wird die von Ihnen bevorzugte App vom Betriebssystem Ihres Smartphones unterstützt?

Die NFC-Schnittstelle befindet sich je nach Modell an einer anderen Stelle Ihres Smartphones. Einige Beispiele sehen Sie hier.



iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro Max, Pro, SE, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max



Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S20, S20 FE, S21, Note 10+



Huawei P10 Lite, P20, P30, P30 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro+, P50 Pro; Mate: 20, 20X, 40, 40E, 40 Pro, 30; Honor: 10, X10 Max, 20, 20 Pro, V20, V30, 30, 30 Pro, 30 Pro+; Nova: 5 Pro, 6, 7, 7 Pro

Die individuellen Spezifikationen Ihres Smartphones finden Sie in der Betriebsanleitung oder können über Ihren Smartphone-Händler erfragt werden.

NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus sind mit den folgenden Smartphones kompatibel

Stand Oktober 2022

	Modelle	Betriebssysteme
	iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Pro, SE, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max	iOS 13: .1.1, .2, .2.3, .3, .3.1, .4, .4.1, .5, .6, .6.1, .7 iOS 14: .2.1, .3, .4.1, .4.2, .6, .8 iOS 15: .0, .0.2, .2 iOS 16: .0
	Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S10+, S20, S20 FE, S21, A50s, A51, A52, A70s, A71, A90, Note 10+	Android: 8, 9, 10, 11, 12
	Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 5	Android: 8.1.0, 10, 13
	Nexus 5X	Android: 8
	P: P10 Lite, P20, P20 Lite, P30, P30 Pro, P30 Lite, P40, P40 Pro, P40 Pro+, P50, P50 Pro Mate: 20, 20X, 40, 40E, 40 Pro, 30 Honor: 10, X10 Max, 20, 20 Pro, V20, V30, 30, 30 Pro, 30 Pro+ Nova: 3e, 4, 4e, 5 Pro, 6, 7, 7 Pro	Android: 8, 9, 10 HarmonyOS: 2.0.0, 2.0.1
	Mi: 8, 9, 10, 10 Lite, 10X Pro, Zoom 11 Lite, 11 Pro, 11 Ultra, Civi Redmi: 10 Pro, Note 8 Pro, K30i, K30s, K30 Pro, Mix 4	Android: 10, 11, 12
	9, 7T Pro, 8, 8T, 8 Pro, 9 Pro, 9 R	Android: 10, 11
	GT Neo, X50, X2 Pro, Find X3	Android: 11
	Reno3 Pro, Reno4, Reno4 Pro, Find X3 Pro, Ace 2, Reno Ace	Android: 10, 11
	X: 27 Pro, 50, 50 Pro Plus, 50 Pro, 60, 60 Pro, 70, 70 Pro, 70 Pro+ S: 9	Android: 9, 10, 11
	Edge s	Android: 11
	Axon 20	Android: 10
	ROG Phone 5	Android: 11
	Xperia 10 II	Android: 10

Bei diesen Smartphones sind Probleme im Zusammenhang mit der Kompatibilität bekannt:

- Samsung Galaxy S6 (nicht alle Galaxy S6 Modelle funktionieren mit NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus)
- iPhone 7: die Datenübertragung kann fehlschlagen, wenn ein vollständiges Dosisprotokoll hochgeladen werden muss
- iPhone 6 und ältere Modelle werden von NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus nicht unterstützt

Einige Smartphones können kompatibel mit NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus sein, allerdings nicht mit der Partner App. Für Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte den Kundensupport der entsprechenden Partner App.

So finden Sie die passende App für Ihr Smartphone

Eine Übersicht der aktuell verfügbaren Apps finden Sie auf <https://www.novonordiskpro.de/diabetes/smartpens.html>